

Par ses caractéristiques techniques, le PIPOLINO répond aux différentes attentes des propriétaires de chats :

- Un produit à utiliser par tous les chats **quels que soit** leur morphologie et leur âge, **dès l'âge de 2 mois**.
- Un produit adapté aux différents cas et problèmes rencontrés : le distributeur inclut plusieurs niveaux de distribution en fonction de l'activité physique plus ou moins intense recherchée.
- Un produit adapté à tous les types de croquettes : le distributeur est adaptable à **toutes les tailles** et formes de croquettes **pour chats**.
- Un produit simple d'utilisation, **pour le chat comme pour son propriétaire**, et qui fonctionne **sans l'apport d'une** autre énergie (ni piles, ni accumulateur).
- Un produit inoffensif qui ne nuira ni au chat, ni au mobilier, ni à l'environnement sonore du propriétaire.
- Un produit facile d'entretien.
- Un produit économique, permettant une moindre consommation et un meilleur maintien de la saveur, donc de l'appétence des croquettes, ainsi qu'une diminution de médicaments vétérinaires.
- Un produit esthétique.
- Un produit idéal pour les départs en week-end.



Le chat ne disperse jamais des croquettes dans la maison ou l'appartement, d'une part grâce à un dispositif interne qui absorbe l'énergie cinétique lorsque le distributeur contient des croquettes, d'autre part en fonction de la « philosophie du moindre effort » du chat, celui-ci préférant ramasser les croquettes au sol avant de mobiliser à nouveau le distributeur s'il a encore faim.

Les résultats : quelques exemples concrets :

« BUNKER » 5 mois, tendance à l'hyperactivité

Ce jeune chat de 5 mois utilise le PIPOLINO depuis l'âge de 3 mois : **tendant à l'hyperactivité, il utilise le PIPOLINO comme un compagnon avec lequel il peut brûler son trop plein d'énergie.**

« CAT-CAT » 21 ans, boulimique

Cette siamoise de 21 ans, qui passait de son coussin au bol de croquettes et ne sortait plus, régurgitait ses croquettes 2 ou 3 fois par semaine. Depuis qu'elle utilise PIPOLINO, elle ne vomit plus et s'est remusclee. **Elle sort à nouveau de sa maison en escaladant** tous les jours un muret, **ce qu'elle ne faisait plus depuis quelques mois.**

« POMPONETTE » Surcharge pondérale

Cette chatte est passée de 7.2 kg à 6.3 kg en moins d'un mois d'utilisation du PIPOLINO (réglé pour l'amaigrissement) alors qu'elle ne maigrissait pas depuis plusieurs années malgré le même aliment de régime rationné !



Lorsque toutes les autres sources de nourriture sont supprimées ou fortement diminuées, tous les chats savent très vite utiliser le PIPOLINO.

TÉMOIGNAGES

« Je compte bien l'utiliser comme distributeur de croquettes, particulièrement dans les indications de chats hyperactifs, anxieux, boulimiques ou obèses, et/ou agressifs afin de pouvoir les nourrir sans restriction de quantité d'aliments. Je vais également l'utiliser avec des chats qui ne peuvent pas sortir, qui sont trop souvent laissés seuls, et qui s'ennuient, ainsi qu'avec des chiots, afin de diriger leur activité et prévenir les pleurs ou les dégâts. Il y a, selon moi, beaucoup d'avenir et de possibilités pour que ce distributeur de croquettes... ce qui est la difficulté principale pour les propriétaires qui se fixent sur les quantités conseillées ... 2 temps 3 mouvements avec beaucoup d'anxiété ! C'est l'une des causes reconnues l'agressivité chez le chat d'appartement. Je considère comme une invention extrêmement utile et travaillant dans le sens du bien-être de l'animal ! Merci de votre invention ! Il y a longtemps que je cherchais un distributeur de ce type !... »

Docteur Villars, Médecin Vétérinaire Comportementaliste diplômée DENVF.

« Le Pipolino constitue une révolution dans la façon de nourrir les chats vivant en appartement, au profit de leur plaisir et de leur santé, mais aussi de la stimulation des fonctions cognitives par la recherche de l'alimentation. Le chat a un besoin naturel de chasser et de jouer. Le Pipolino permet ainsi au chat de reproduire en appartement les comportements de prédation et de jeu. Cette activité ludique, en plus de procurer au chat le plaisir de manger, l'occupe lorsqu'il reste seul des heures entières dans l'appartement. C'est un objet qui enrichit l'environnement et facilite l'amicissement du chat obèse. Il occupe le chat qui s'ennuie et permet une certaine activité physique quotidienne. »

A Propos Du Comportement De Votre Chat (Editions Le Courrier Du Livre), par le Docteur Monique Bourdin, vétérinaire comportementaliste, chargée d'enseignement et de consultations en troubles du comportement des chats et des chiens à l'École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort.

« Le Pipolino permet de répartir l'ingestion alimentaire sur 2 à 4 heures, facilitant ainsi le respect des besoins éthologiques (activité de chasse) et physiologiques du chat. L'utilisation, plusieurs heures par jour, du Pipolino, réduit les comportements redirigés tels que les harcèlements entre chats du même groupe, les agressions de prédation redirigées sur les gens (chevilles, mains, tête). Cette utilisation favorise la reprise des jeux, la perte des excès de poids et la réduction de tous les troubles comportementaux et psychosomatiques liés au stress de l'inactivité. »

Tout Sur La Psychologie Du Chat (Éditions Odile Jacob), par le Docteur Joël Dehasse, vétérinaire et spécialiste du comportement du chat et du chien.

IMPORTANT !

Le PIPOLINO sera utilisé parfaitement par votre chat, si les conditions suivantes sont respectées en phase d'adaptation :

- Il doit être motivé par la faim ;
- Aucune autre source de nourriture ne doit lui être accessible ;
- Il ne faut parfois disposer à plusieurs reprises des croquettes sous le distributeur ;
- Il ne faut pas bouger ou lancer soi-même le PIPOLINO dans le but de montrer à votre chat que des croquettes peuvent en sortir ;
- Si un chat exige son bol habituel de croquettes en miaulant très fort plutôt que de se servir du PIPOLINO, il est préférable de le laisser seul avec le distributeur pendant plusieurs heures plutôt que de céder ; il se taira dès le départ de son ou ses nourrisseurs et la faim le poussera vers le PIPOLINO.

CONTACTS

sarl PIPOLINO
463, chemin du Micocoulier
06270 VILLENEUVE-LOUBET - France
Tél. : 0033 (0)4 93 31 94 09 - Fax : 0033 (0)4 92 12 97 39
E-mail : pipolino@laposte.net
www.pipolino.eu

Siret 49994149000017 - Tva FR 06499941490

Direction Commerciale & Export :

24, rue Archangé 91400 Orsay - France
Tél. : 0033 (0)1 64 46 29 54 - Fax : 0033 (0)1 69 28 98 17
Mob. : 0033 (0)6 80 74 44 27
E-mail : claudie@jupiterproductions.fr

Mon distributeur
mobile
de croquettes



Pipolino

l'home trainer anti-stress

Pipolino en quelques mots

PIPOLINO a pour objectifs de procurer à tous les chats d'appartement un exercice physique suffisant, pluriquotidien, correspondant à leur instinct de prédateur. PIPOLINO permet d'obtenir quotidiennement de la part du chat un effort comparable à celui qu'il fournirait s'il chassait pour se nourrir. PIPOLINO leur apporte alors les avantages, sans les inconvénients, des chats vivant à l'extérieur, permettant ainsi de diminuer considérablement les risques de maladies et d'augmenter leur espérance de vie.

Pour un chat adulte vivant en appartement, le manque d'activité de prédation est synonyme d'ennui.

QUELLES EN SONT DONC LES CONSÉQUENCES ?

L'ennui conduit à la dépression, qui conduit elle-même à l'anxiété et enfin au stress.

Le stress peut avoir plusieurs conséquences, qui sont soit :

Des maladies d'origine comportementale :

Boulimie : ingestion rapide de nourriture prédisposant à la régurgitation des aliments peu de temps après le repas,

Agressivité envers les autres chats, envers certaines personnes : « agressivité par manque de prédation »,

Malpropreté : selles ou (plus souvent) urines hors de la litière,

Dermatite de léchage : souvent au niveau du bas-ventre, disparition progressive de tous les poils,

Dermatite faciale : inflammation cutanée sur le front (glandes à phéromones),

Cystite essentielle : le chat urine fréquemment en l'absence de microbes ou de calculs dans les urines ou la vessie,

Des maladies d'origine physiologique :

L'anxiété conduit au stress et donc à l'hyperglycémie de stress (les habituels stimuli deviennent lors d'anxiété des stress qui font augmenter la glycémie). La répétition de ces stress entraîne un état pré-diabétique. Les conséquences de cet état pré-diabétique sont nombreuses et variées :

Stockage des graisses : **embonpoint, obésité**.

Immuno-dépression (baisse des capacités de l'organisme à lutter contre les microbes : virus, bactéries, champignons microscopiques, protozoaires) avec risque d'**infections aiguës** (Abcès, Pneumonie, Néphrite aiguë), et surtout **Infections chroniques** avec des récurrences fréquentes après traitements médicamenteux, basés sur l'usage des antibiotiques (Stomatite, Gingivite, Gastrite, Cystite, Néphrite, Otite).

Difficultés de cicatrisation : **post-chirurgicales, ulcères** dont les manifestations sont la douleur (Gastralgie, Gingivite) ou le saignement (Hématurie : sang dans les urines).

Le Pipolino permet dans la quasi-totalité des cas :

- Une **réduction de l'Ennui** et une amélioration du **Bien-être**, souvent visibles par un retour aux jeux ;
- La **diminution de l'Obésité** ;
- La **guérison immédiate** de la **Dépression**, de la **Boulimie**, de l'**Agressivité** et de la **Malpropreté** ;
- La guérison en quelques jours à quelques semaines des autres maladies soulignées ci-dessus, en association avec des traitements médicaux.

PIPOLINO

PIPOLINO est un distributeur mobile de croquettes dédié aux chats d'appartement, qui révolutionne la conception actuelle de leur alimentation. Il se présente sous une forme cylindrique permettant la libération de croquettes lorsque le chat en sollicite la distribution en le faisant rouler sur le sol, selon la philosophie du moindre effort dont est adepte le chat.

Ce produit a été conçu par le **docteur Pascal Lescroart**, vétérinaire français, afin de lutter contre les risques inhérents à la sédentarité des chats d'appartement (**ennui, stress, dépression**, pathologies comportementales, obésité, boulimie, amyotrophie, vieillissement précoce).

PIPOLINO permet aux chats d'appartement de retrouver une activité physique correspondant à leur instinct de prédateur.



LES GRANDS PRINCIPES DE PIPOLINO

LES CHATS QUI UTILISENT PIPOLINO CONSOMMENT TOUTES LES CROQUETTES QUI S'EN ECHAPPENT, ET LAISSENT LE SOL NET AVANT DE SOLLICITER A NOUVEAU LE DISTRIBUTEUR.

PIPOLINO EVITE AUX CHATS D'APPARTEMENT L'OISIVETE QUI FAVORISE ENBONPOINT, ENNUI ET AMYOTROPHIE QUI SONT A L'ORIGINE DE L'OBESITE, DE MALADIES COMORTEMENTALES ET DE DIFFICULTES LOCOMOTRICES.

PIPOLINO REMPLACE AVANTAGEUSEMENT BOLS, ASSIETTES ET DISTRIBUTEURS FIXES DE CROQUETTES, DANS LE BUT DE PREVENTION ET D'AIDE AU TRAITEMENT DE CES MALADIES.

PIPOLINO EST SANS ENTRETIEN ET FACILE D'EMPLOI POUR L'ACHETEUR QUI PEUT LE REGLER FACILEMENT EN FONCTION DES BESOINS DE SON CHAT (CROISSANCE-GESTATION-LACTATION/ ENTRETIEN-OCCUPATION LUDIQUE / AMINCISSEMENT).

SI PIPOLINO EST LA SEULE SOURCE DE NOURRITURE, TOUS LES CHATONS DE PLUS DE 2 MOIS ET TOUS LES CHATS MEME TRES AGES S'Y ADAPTENT TRES VITE.

Le Créateur

La conception du PIPOLINO revient à un vétérinaire français, le docteur Pascal Lescroart. Ce dernier, confronté dans sa pratique quotidienne aux maladies spécifiques des chats d'appartements, a utilisé ses connaissances de l'éthologie du chat dans la perspective de lui procurer l'activité physique quotidienne nécessaire et suffisante pour répondre à ses besoins naturels.


Le docteur **Pascal Lescroart** est engagé dans la défense du bien-être animal. Il est **co-auteur de la Charte Nationale de l'Animal Citadin** et co-organisateur de la Journée Nationale de l'Animal Citadin, manifestation dédiée à l'intégration de l'animal de compagnie en ville. (Quelques thèmes de **ces journées destinées au grand public** qui ont lieu à Cannes chaque année : « Animal utile, animal heureux », « Animal joueur, animal heureux », « Animal sportif, animal heureux »).

Les besoins du chat et les maladies du chat sédentaire

Le chat est un **modèle** de prédateur qui chasse pour se nourrir et pour jouer. Il a donc naturellement besoin d'une activité quotidienne suffisante pour entretenir sa forme physique et cérébrale. Si les chats d'appartement ont des avantages par rapport à ceux qui vont à l'extérieur (beaucoup moins de risques d'accidents, de blessures, d'empoisonnements, de maladies transmissibles par des congénères ou par des parasites), ils n'ont par contre pas la chance de pouvoir utiliser leurs capacités physiques pour parcourir la nature et user de leurs qualités de prédateur. Seules quelques exceptions, constituées de chats perpétuellement joueurs ou dont les maîtres disposent d'un temps suffisant pour jouer avec eux, échappent à une sédentarité génératrice de beaucoup de problèmes de santé.


Ainsi, pour beaucoup de chats d'appartement, dont les repas sont souvent la seule distraction, les quelques pas effectués au cours d'une journée entre coussins et assiette ne suffisent pas à éviter l'embonpoint voire l'obésité qui, favorisant les maladies métaboliques, diminuent l'espérance de vie et rendent plus aléatoire l'efficacité des traitements médicaux. Chez d'autres chats d'appartements, plus sensibles au stress, ou moins gourmands ou dont les maîtres limitent les repas, risquent d'apparaître aussi des maladies comportementales (certaines formes d'agressivité, dermatites de léchage, boulimie...) nécessitant souvent des soins médicaux constants, onéreux, et parfois décevants.

Mécanismes de développement des maladies du chat sédentaire



Le Produit

PIPOLINO qui se présente sous forme d'un tube est composé de deux cylindres **indépendants**, imbriqués l'un dans l'autre et percés de trous. Lorsqu'ils sont placés l'un en face de l'autre, **par rotation d'un cylindre par rapport à l'autre**, ces trous forment des filières par où les croquettes, placées **auparavant** dans le cylindre interne, peuvent s'échapper par gravité vers l'extérieur.



Des roues sont disposées aux extrémités des cylindres pour éviter l'écrasement des croquettes extraites. Elles sont munies d'une bande de roulement en caoutchouc pour éviter le bruit. L'appareil possède, en fonction du nombre et de la position des trous des deux cylindres, 5 niveaux de distribution permettant de libérer 1, 2, 4, 8 ou 12 croquettes ou granulés par tour, soit environ 3, 6, 12, 24 ou 36 croquettes ou granulés par mètre de déplacement.

PIPOLINO est fabriqué avec des matériaux plastiques de qualité alimentaire.